

血液・血清・血漿(退役動物)取扱い一覧

実験動物の血液等取の扱いしてをおります。

研究者の採血や臓器摘出などの手間を省くことができます。

お届け方法等、通常の方法とは別のご希望がございましたらお問合せください。

	マウス					ラット		
	アウトブリード	インブリード(1)	インブリード(2)	インブリード(3)	コンジェニック	アウトブリード	インブリード(1)	インブリード(2)
系統	Slc:ddY Slc:ICR	BALB/cCrSlc C57BL/6NCrSlc C57BL/6JJmsSlc C3H/HeNSlc C3H/HeSlc C3H/HeJYokSlc	A/JJmsSlc DBA/2CrSlc CBA/NSlc AKR/NSlc	NC/NgaSlc	C57BL/10SnSlc B10.A/SgSnSlc B10.BR/SgSnSlc B10.D2/nSnSlc B10.QBR/SxSlc B10.MBR/Slc B10.S/SgSlc	Slc:SD Slc:Wistar Slc:Wistar/ST Hos:Donryu	F344/NSlc WKAH/Hkm DA/Slc	BN/SsNSlc ACI/NSlc
	ハムスター	モルモット		ウサギ	イヌ	サル	マーモセット	フェレット
	アウトブリード	アウトブリード	インブリード	アウトブリード				
系統	Slc:Syrian	Slc:Hartley	Strain2 Strain13	Slc:NZW Slc:JW/CSK	Beagle	カニクイザル アカゲザル	コモンマーモセット	フェレット

・血液(保存血)の場合は、血液凝固防止剤を含めた量でお届け、ご請求となります。また無指定の場合は凝固防止剤にアルスパー液を使用いたします。

・ご発注量にかかわらず箱代を請求させていただきます。また宅配便にてお届けの場合は、あわせて送料実費を請求させていただきます。

・週齢・性別等のご指定の場合は、量に関係なく動物代金+処置料とさせていただきます。

(採血方法) 心臓採血、血漿はヘパリンナトリウム、他の血液凝固防止剤も使用可能です。

(輸送方法) 血液は冷蔵、血清・血漿は冷凍し発泡スチロール箱に入れ指定日に配送いたします。

・上記以外の系統についても別途お見積もりにてお受けできます。

臓器

各臓器とも動物代金+摘出料金の加算で承ります。

輸送は冷蔵もしくは冷凍して配送します。

イヌ・サルは別途お見積もりいたします。